

Pocituvani pcelari vo prilog vi dostavuvam kako da odberete kvalitetna pogaca za pceli : **T e s t za kvalitetna p o g a c a za pceli**

1. Se zema pogaca i voda 1 : 1 okolu 100 gr. kupena pogaca i se raztvora vo voda 100 ml.
2. So zagrevanje se mesa za da se rastopipogacata na temperatura od 60 oC okolu 10 min.
3. Vakov rastvor se ostava da se oladi, potoa se stava vo staklena tegla i se dodava 8 do 10 kapki NOZECID. > Dokolku rastvorot na pogaca i so dodavanje na NOZECID rastvorot ja smeni boja vo TEMNO PLAVA /teget/ toa e znak deka pogacata e NEKVALITETNA > Za POSVETLO PLAVA boja toa e znak deka e 50 % kvalitetna. >>> Za KVALITETNA POGACA testot ce ja smeni bojata vo SMEDJA /SVETLO BRAON/ po izvesno vreme bojata ce ja snema

Pocituvani pcelari so ovoj test sekoj pcelar e zadolzen da proveru sto im dava na svoje pceli

Pozdrav, p c e l a r Dusan Maric
070.260.363